

בס"ד

מרכז רפואי
מעניי הישועה
מיסודו של ד"ר משה חנטשילד ז"ל
מקצוענים עם נשמה



זכרו:

- אתם לא לבד ✓
- הצוות כאן בשבילכם 24/7 ✓
- אין שאלות מיותרות ✓
- עדיף לשאול מאשר לדאוג ✓

חיבור
למכשיר

AIRVO

מידע להורים

Giulizi

מכשירי ???? ?

איחולי
החלמה מהירה

מרכז רפואי
מעניי הישועה
מיסודו של ד"ר משה חנטשילד ז"ל
מקצוענים עם נשמה



טיפים חשובים:

- < חשוב שהמשקפיים יהיו מחוברים היטב
- < אין לכסות את המשקפיים
- < חשוב לשמור על הפנים והאף נקיים
- < מותר להזיז את הראש בעדינות

דברים שאסור לעשות:

- ✗ לנתק את המכשיר מהחשמל
- ✗ לשנות את ההגדרות במכשיר
- ✗ למלא מים במיכל באופן עצמאי
- ✗ להזיז את המכשיר ממקומו



שאלות נפוצות:

שאלות נפוצות:

- ש: האם המכשיר מרעיש?
ת: המכשיר משמיע רעש עדין של זרימת אוויר. זה תקין ולא צריך לדאוג.
- ש: מה עושים אם המשקפיים יוצאים?
ת: קוראים מיד לצוות הרפואי. אין לנסות לחבר מחדש לבד.
- ש: האם אפשר להאכיל את הילד עם המכשיר?
ת: כן, אבל רק לאחר קבלת הנחיות מהצוות המטפל.
- ש: האם המכשיר מסוכן?
ת: לא. זהו מכשיר בטוח מאוד שעוזר לילדכם לנשום בצורה נוחה יותר.

מה זה מכשיר AIRVO2?

זהו מכשיר המספק אוויר חם ולח עם/בלוי תוספת חמצן דרך משקפי אף. המכשיר עוזר לילדכם לנשום בצורה נוחה יותר על ידי:

- < תוספת של חום ולחות לאוויר שהוא נושם
- < העשרת האוויר בחמצן לפי הצורך
- < הזרמת האוויר בקצב קבוע

איך המכשיר עובד?

- < המכשיר מחובר למים סטריליים ולחשמל
- < המים מתחממים ויוצרים אדים חמים
- < האוויר (בתוספת חמצן לפי הצורך) עובר דרך האדים החמים
- < האוויר החם והלח מגיע לילד דרך משקפי אף

מה אנחנו כהורים צריכים לדעת?

המכשיר מציג על המסך:

- < טמפרטורת האוויר
- < קצב זרימת האוויר
- < אחוז החמצן באוויר

צלילים וחיוויים חשובים:

- < צליל התראה קצר - בדורך כלל מצריך רק תשומת לב
- < צליל התראה מתמשך - יש לקרוא לצוות

מצבים שמחייבים קריאה לצוות:

- < הצינורית התנתקה מהילד או מהמכשיר
- < נגמרו המים בשקית התלויה
- < המכשיר משמיע התראה מתמשכת
- < ילדכם מתקשה לנשום או לא רגוע